

Producto Estacion Diphoterine® 5
Código 600135

Descripción	Estacion Pliuretano que contiene : Dap Diphoterine® 5000 mL + Mmini Dap 200 ml + LPMD 500 ml	
Marca	Diphoterine® Prevor	
Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
<p>Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine® Para zonas sobre el 9% y hasta el cuerpo completo de superficie del cuerpo como: torso y abdomen, pierna completa, cuerpo completo.</p>		
Imagen referencial		
	Contenido	1 Dap de 5 L + 1 Mini Dap 200 ml+ 2 Lavaojos 500 ml
	Peso	15 kg
	Caducidad	2 años
	Contenido	Estacion poliretano contiene varios formatos de Diphoterine®
	Utilización	Todo el cuerpo ojos y piel
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Incluye estación plástica con ruedas, para protección y traslado de Diphoterine®.
	Es Estéril	El contenido liquido esterilizado
	un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2
Gas propulsor	Dióxido de carbono y Nitrogeno Comprimido Clase 2- Nch2190-19 gas no inflamable.	

Cobertura sobre grupos de químicos

Cobertura


Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes , oxidantes y reductores.

Ventajas

- Fácil de mover hacia el lugar del accidente.
- Contiene todos los formatos para todos los tipos de quemaduras químicas.
- Formato Recargable
- Robusto tanque, Resistente a la corrosión ambiental.
- Útil para usar en cualquier lugar de la planta
- Fácilmente identificable y manejable.
- Utilización simple y lista para el uso.
- Permite una acción rápida.
- Solución estéril.
- Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo.
- Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.
- Impermeable y compacto.
- Sin mantenimiento ni instalación particulares.
- Conforme a la norma EN 15154-4.
- Certificación CE.

Protocolo de uso

Use cada formato de Diphoterine ® para la zona del cuerpo según el protocolo Prevor





**Características
Diphoterine®**

Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes

Maximo efecto Extraer el quimico de la piel, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.

Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como "Dispositivo medico clase 2 uso externo." No sujeto a control de medicamentos.

No es toxico

Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.