

Producto LIS Diphoterine ® 50 ml

Código 600105



| | |
|-----------------------|---|
| 1. Descripción | LIS Diphoterine ® 50 ml lavado de ojos formato individual |
| 2. Marca | Diphoterine ® Prevor |
| 3. Procedencia | Francia |

Características técnicas del producto

Ducha de descontaminación química de emergencia para ojos, solución Diphoterine® Para ojos y portátil.

4. Imagen referencial



| | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| 5. Características específicas Lis 50 ml Diphoterine® | Dimensiones | 124 mm de altura 64 mm de diámetro |
| | Cantidad | 50 ml |
| | Peso | 95 g |
| | Utilización | Un ojo |
| | Plazo de intervención | Máximo 10 segundos |
| | Accesorio disponible | Funda: estuche por el cinturón |
| | Es Estéril | El contenido liquido esterilizado |
| | un solo Uso | Después de su uso debe desecharse. |
| Clasificación según Minsal | Dispositivo medico clase 2 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
| 6. Cobertura sobre grupos de químicos | Cobertura | Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores. |
| 6. Ventajas | <ul style="list-style-type: none"> • Portátil, Ligero y compacto. • Fácilmente identificable y manejable. • Utilización simple y lista para el uso. • Permite una acción rápida. • El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo. • Lavado suave sin presión y autónomo. • Solución estéril. • Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Impermeable y compacto. • Sin mantenimiento ni instalación particulares. • Conforme a la norma EN 15154-4. • Certificación CE. | |
| 8. Protocolo de uso | <p>Formato indicado para proyecciones oculares, una salpicadura, una gota de sustancia química en el ojo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. <div data-bbox="532 1087 1377 1272" style="text-align: center;">  </div> | |
| 9. Características Diphoterine® | <p>Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes</p> <p>Máximo efecto Extraer el químico del ojo, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.</p> <p>Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como "Dispositivo medico clase 2 uso externo." No sujeto a control de medicamentos.</p> <p>No es toxico</p> <p>Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.</p> | |
| DATOS DE CONTACTO | | |
| <p>Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587</p> | | |