DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.4 - 2025

Producto **LIS DIPHOTERINE® 50 ML LAVADO OCULAR**

Código **600105**

1. Descripción	LIS DIPHOTERINE® 50 ML LAVADO OCULAR
2. Marca	Diphoterine ® Prevor
3. Procedencia	Francia

Características técnicas del producto

Lavaojos de emergencia Diphoterine® es una solución de lavado hipertónica, anfótera y polivalente.
Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 10 primeros segundos.
Para la descontaminación de salpicaduras oculares.

4. Imagen referencial



5. Características específicas	• Dimensiones	12.4 cm x 6.4 cm de diámetro
	• Volumen	50 ML
	• Peso	95 gramos
	• Contenido	Solución Diphoterine®

	• Accesorio Disponible	- Incluye: Funda de tela rígida con soporte para cinturón.
	• Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	• Mecanismo de acción	Diphoterine® encapsula, inactiva y lava de manera mecánica el químico de la superficie de los tejidos impidiendo que penetre. Gracias a su hipertonicidad logra extraer el químico que ha penetrado.
	• Uso	La solución Diphoterine® es de un solo uso, el contenido debe ser vaciado por completo para asegurar una correcta descontaminación.
	• Clasificación según MINSAL	Dispositivo medico clase II *Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.*
	• Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes, reductores y alquilantes. **En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)*
6. Ventajas	• Lavaojos portátil, ligero y compacto. • Lista para su uso, permite una acción rápida y mayor margen de intervención. • Aplicador ocular ergonómico que facilita la apertura del ojo. • Lavado suave sin presión y autónomo. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Sin mantenimiento ni instalación particulares; no requiere alimentación, tuberías o válvulas, sin riesgo de fugas. • No es toxico. • Libre de fosfatos. • Solución 100% esterilizada. • Precinto que garantiza la integridad del dispositivo. • Conforme a la norma EN 15154 • Certificación CE.	
7. Protocolo de uso		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.4 - 2025

8. Superficie de intervención	• Formato indicado para salpicaduras oculares en los primeros 10 segundos iniciales desde que ocurre la salpicadura y para una gota de producto químico en el ojo. • Permite el lavado de un ojo después de una salpicadura química. • Aplicar sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según protocolo. • Usar el contenido completo.



DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587